

VIVO Red Light Cap 2.0

Benutzerhandbuch

Rotlichttherapie für Kopf, Gehirn und Haar

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Red Light Cap!

Bevor Sie mit Ihrer ersten Sitzung beginnen, lesen Sie bitte dieses Handbuch, damit Sie die Bedienung verstehen.

Hinweis: Jede LED im Inneren verfügt über drei Chips, einen mit 670 nm (Nanometer), einen mit 810 nm und einen mit 940 nm. Bitte beachten Sie, dass die Nahinfrarot LED für das bloße Auge unsichtbar ist.

Was befindet sich in der Box?

- 1 x Vivo Red Light Cap
- 1 x geerdetes Netzkabel
- 1 x Adapter
- 1 x USB Kabel
- 1 x Handbuch

Spezifikationen

Spezifikation	Wert
Nennleistung	75W
Tatsächliche Leistungsaufnahme	26,1W / 19,6W / 14,5W
Durchmesser	200 mm
Anzahl LEDs	150 x 0,5W
Dimmbar	Ja (3 Stufen)
Nettogewicht	0,18 kg (nur die Kappe)
Wellenlänge	1 x 670 nm, 1 x 810 nm, 1 x 940 nm
EMF (elektromagnetisches Feld)	0,3 V/m elektrisches Feld
Timer	15 Minuten
Größe verstellbar	Ja, mit Reißverschluss
Material	Stoff
Pulsierung	Ja, optional 10 Hz
Doppelte Tasten	Ein / Aus, dimmbar, Pulsierung, Wellenlänge wechseln
Adapter	CE, RoHS, UL

Die Vivo Cap 2.0 nutzt eine Kombination aus rotem Licht (670 nm) und Infrarotlicht (810 nm und 940 nm). Diese Kombination wurde gewählt, um die ideale Mischung an Wellenlängen für Kopf, Haar und Gehirn zu bieten.

Bedienungsanleitung

- 1) **Stecken Sie das Gerät in eine Steckdose, oder verwenden Sie eine Powerbank (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem USB Kabel. Beide Tasten leuchten dann cyanfarben. Drücken Sie anschließend die Ein/Aus Taste, um das Gerät einzuschalten.**

Das Gerät startet auf der niedrigsten Helligkeitsstufe von 50 Prozent.

- 2) **Abstand: 0 cm für die besten Ergebnisse. Platzieren Sie das Gerät auf Ihrem Kopf für Haarwachstum, Linderung von Kopfschmerzen und verbesserte Gedächtnis und Gehirnfunktion.**
- 3) **Optionen auswählen: drücken Sie kurz einmal die Ein/Aus Taste, sodass sie grün leuchtet, und dann:**

- a. Drücken Sie die Taste einmal, und alle LEDs (670 nm, 810 nm, 940 nm) schalten sich ein.
- b. Drücken Sie erneut, und nur die roten LEDs (670 nm) sind an, während die Nahinfrarot LEDs (810 nm und 940 nm) aus sind.
- c. Drücken Sie erneut, und nur die Nahinfrarot LEDs (810 nm und 940 nm) sind an, während die roten LEDs (670 nm) aus sind. Bitte beachten Sie, dass Infrarotlicht für das menschliche Auge unsichtbar ist, es kann daher so aussehen, als seien die LEDs aus, während die Infrarot LED tatsächlich an ist.
- d. Drücken Sie erneut, und alle LEDs schalten sich aus.

Pulsierungsmodus

Wenn Sie die Ein/Aus Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, leuchtet die Taste blau, und:

- Drücken Sie die Taste einmal, und alle LEDs (670 nm, 810 nm, 940 nm) wechseln in den Pulsierungsmodus.
- Drücken Sie erneut, und nur die roten LEDs (670 nm) wechseln in den Pulsierungsmodus.
- Drücken Sie erneut, und nur die Nahinfrarot LEDs (810 nm und 940 nm) wechseln in den Pulsierungsmodus.
- Drücken Sie erneut, und alle LEDs schalten sich aus.

Helligkeit im dimmbaren Modus einstellen

Um die Helligkeit im dimmbaren Modus einzustellen, wechseln Sie zur anderen Taste.

- Modus 1: Niedrige Stufe (Leistung: 50 Prozent)
- Modus 2: Mittlere Stufe (Leistung: 75 Prozent)
- Modus 3: Hohe Stufe (Leistung: 100 Prozent)

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, startet es automatisch auf der niedrigen Stufe (Modus 1). Drücken Sie die Taste erneut, um zur mittleren Stufe zu wechseln, und drücken Sie noch einmal, um die höchste Intensitätsstufe zu erreichen (Modus 3).

- 4) **Welche Stufe Sie wählen, hängt von Ihnen und der Jahreszeit ab. Wir empfehlen die höchste Stufe für die Winterzeit und die niedrigste Stufe für die Sommerzeit.**
- 5) **Anwendungshäufigkeit: Verwenden Sie das Gerät 1 bis 2 mal täglich für mindestens 4 Wochen. Zur Bequemlichkeit schaltet sich das Gerät nach jeder 15 minütigen Sitzung automatisch aus. Lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen, bevor Sie eine weitere Behandlung beginnen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf.**
- 6) **Wartung: Zur Reinigung empfehlen wir ein feuchtes Tuch oder Tissue, um die Kappe leicht zu reinigen. Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, die Kabel abgezogen sind und das Gerät ausgeschaltet ist. Reinigen Sie nur den Stoffteil der Kappe und nicht direkt die LEDs. Tauchen Sie die Kappe nicht in Wasser. Lassen Sie die Vivo Cap 2.0 an der Luft trocknen und stellen Sie sicher, dass sie nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird.**

Wissenschaftlich belegte Vorteile

Studien zeigen, dass Wellenlängen im Bereich von 670 bis 950 nm eine optimale biologische Reaktion hervorrufen. Dazu gehören:

- Verringert Schmerzen oder Kopfschmerzen
- Fördert das Haarwachstum
- Unterstützt bei neurodegenerativen Erkrankungen
- Verbessert die kognitive Funktion

Obwohl diese Technologie keine bekannten Nebenwirkungen hat, empfehlen wir folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen:

- Dieses Gerät ist wasserresistent, aber nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Stirnband oder seine Teile nicht in Wasser.
- Nicht für die Verwendung durch Kinder oder schwangere Frauen bestimmt.
- Überschreiten Sie nicht 30 Minuten Behandlung pro Tag.
- Schauen Sie nicht direkt in das Licht.
- Verwenden Sie die Pulsierungsfunktion nicht, wenn Sie empfindlich auf Lichtblitze reagieren, unter Kopfschmerzen leiden, oder wenn Sie Epilepsie haben.

Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie:

- Medizinische Fragen haben.
- Vermuten, dass Sie eine negative Reaktion durch die Nutzung des Geräts hatten.
- Medikamente einnehmen, die bekanntermaßen Lichtempfindlichkeit verursachen.

Anwendung

Hier ist ein Beispiel, wie Sie die Vivo Cap 2.0 verwenden können, beim Arbeiten, Lesen oder Fernsehen.

Haftungsausschluss

Vivo Red Light Therapy übernimmt keinerlei Zusicherungen, Erklärungen oder Garantien hinsichtlich der Fähigkeit dieses Produkts, körperliche oder geistige Beschwerden zu heilen. Vor der Verwendung dieses Produkts sollte bei Beschwerden, die medizinische Aufmerksamkeit erfordern, stets eine qualifizierte medizinische Fachkraft konsultiert werden.

Hinweis zur Nutzung der Inhalte

Dutch Health Store hat von VIVO Red Light Therapy die Erlaubnis erhalten, alle Textinhalte zur Erklärung und Bewerbung von VIVO Produkten zu verwenden. Die ursprünglichen VIVO Inhalte, Produktinformationen, Markenpositionierung und Dosierungsinformationen bleiben Eigentum von VIVO Red Light Therapy.

Hinweis zu Übersetzung und Haftung

Dieses Dokument ist eine deutsche Übersetzung des ursprünglichen Handbuchs des Herstellers. Es wurden alle angemessenen Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit dieser Übersetzung sicherzustellen, jedoch kann Dutch Health Store nicht garantieren, dass sie vollständig frei von Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ist, die aus dem Übersetzungsprozess entstehen können. Bei Abweichungen zwischen dieser Übersetzung und dem Originalhandbuch ist die Originalfassung maßgeblich.

Dutch Health Store übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, Verletzungen oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung dieses Geräts, aus dem Vertrauen auf die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder aus dem Versäumnis, dieses Handbuch zu lesen, entstehen, unabhängig davon, ob das Gerät gemäß diesen Anweisungen oder anderweitig verwendet wird. Die Nutzung dieses Geräts und dieses Handbuchs erfolgt vollständig auf eigenes Risiko des Anwenders. Dieser Hinweis berührt keine gesetzlichen Rechte, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden können.

Kontakt: Constructieweg 90K, 3641 SP, Mijdrecht
Telefon: 0297 893048
E Mail: info@vivoredlighttherapy.com
Webseite: www.vivoredlighttherapy.com