

BioPhoton Go

Instructie & handleiding



24 dual-chip
LED's



Huidcontact
paneel



Meetbaar
lage EMF



Dutch
Design



VIVOREDLIGHTTHERAPY.COM



VIVOREDLIGHTTHERAPY



VIVOREDLIGHTTHERAPY



VIVO Red Light Therapy®

Quick start

1 Opladen

Laad de BioPhoton Go vóór het eerste gebruik op met de meegeleverde USB-C-kabel en EU-adapter. Een volledige laadbeurt duurt circa 4–5 uur. Koppel de laadkabel los vóór gebruik.

2 Plaatsen

Plaats de bolle lenzen rechtstreeks tegen de blote huid. Houd de Go vast of bevestig hem met de banden. Zorg dat het toestel comfortabel zit en de banden niet knellen.

3 Starten

Houd de knop aan de bovenzijde drie seconden ingedrukt. De Go schakelt na tien minuten automatisch uit.

STANDAARDGEBRUIK

10 MINUTEN PER PLEK

Maximaal 3 plekken per dag · totaal 30 minuten.



- 02 Quick start
- 04 Ontworpen in Nederland
- 05 In de verpakking
- 06 Uw toestel leren kennen
- 07 Opladen & batterij-indicatie
- 08 Inschakelen en uitschakelen
- 09 Waarom convex lenzen?
- 10 Zo plaatst u de Go
- 11 Handsfree met de banden
- 12 Gebruik bij de knie
- 13 Andere gewrichten & spieren
- 14 Behandeltijd bij huidcontact
- 15 Een passende gebruiksroutine
- 16 Op afstand: gezicht & ogen
- 17 24 dual-chip LED's
- 18 Technische specificaties
- 20 Onderhoud & meenemen
- 21 Vragen, garantie & service
- 22 Behandelnotities
- 24 Veiligheidsinstructies, waarschuwingen en disclaimer

Ontworpen in Nederland

Ontworpen in Nederland, ontwikkeld voor gericht gebruik.

Van de metalen behuizing met de kenmerkende afgeschuinde hoek, tot de bolle lenzen. De BioPhoton Go is in elk opzicht uniek.

Vrijheid in plaatsing.

Houd de Go rechtstreeks tegen de behandelplek of bevestig hem met de meegeleverde banden. Het compacte formaat maakt plaatsing bij bijvoorbeeld de knie, schouder, elleboog of kuit eenvoudig.

Huidcontact voor dieper gelegen weefsel

Bij direct huidcontact raakt de lens de blote huid zonder luchtlaag ertussen. Dit vermindert reflectie aan het huidoppervlak en bevordert de overdracht van licht naar het weefsel.

Efficiëntere lichtoverdracht door bolle lenzen

De verhoogde, bolle lenzen geven bij comfortabel aandrücken lichte druk op de huid. Deze compressie kan oppervlakkig bloed en vocht tijdelijk opzij verplaatsen en de weefsellaag onder de lens dunner maken. Hierdoor kan meer licht onderliggend weefsel bereiken.

Rood en nabij-infrarood bij iedere lens

De Go heeft 24 dual-chip LED-posities. Onder iedere lens zitten twee lichtchips: één rode en één nabij-infrarode, voor een brede, gelijke dekking van de vier golflengtes.

Eén knop. Tien minuten.

Houd de bedieningsknop drie seconden ingedrukt om te starten. Na tien minuten schakelt de Go automatisch uit. Geen programma's, apps of ingewikkelde instellingen.

Draadloos en handsfree

De oplaadbare accu biedt circa drie uur gebruik zonder laadkabel. Met de elastische klittenbandbanden blijft de Go op zijn plaats en houdt u uw handen vrij. De metalen behuizing voert warmte passief af, zonder ventilator.

In de verpakking

Uw complete set

- 1 BioPhoton Go, metalen uitvoering
- 2 EVA-case voor bewaren en vervoer
- 3 Twee zwarte elastische klittenbandbanden
Afmetingen per band: 3,8 × 80 cm
- 4 Zwarte beschermbril
- 5 USB-C-kabel van 1 meter
- 6 EU-adapter
- 7 Gebruikershandleiding

Controleer de inhoud bij ontvangst. Ontbreekt er iets of ziet u beschadiging? Neem contact op met Vivo Red Light Therapy voordat u het toestel gebruikt.

Gebruik altijd de meegeleverde laadaccessoires.



Uw toestel leren kennen

Lichtzijde: 24 bolle lenzen

De lichtzijde heeft 24 bolle lenzen, verdeeld over vier rijen van zes. Achter iedere lens zitten een rode en een nabij-infrarode lichtchip. Bij huidcontact plaatst u deze zijde rechtstreeks tegen de blote huid.

Bovenzijde: opladen en batterij-indicatie

Op de vlakke bovenzijde vindt u de USB-C-aansluiting en vier groene batterij-indicatielampjes. Via de aansluiting laadt u de Go op. Tijdens gebruik geven de lampjes aan hoeveel accucapaciteit ongeveer resteert.

Afgeschuinde hoek: bedieningsknop

De ronde bedieningsknop zit op de afgeschuinde hoek. Houd deze drie seconden ingedrukt om de Go in te schakelen. Na tien minuten schakelt het toestel automatisch uit.


Achterzijde: bandgeleiders

Aan de achterzijde zitten twee metalen bandgeleiders. Rijg de elastische klittenbandband door beide geleiders en sluit deze om het ledemaat. Zo blijft de lichtzijde vrij voor huidcontact en kunt u de Go handsfree gebruiken. Zet de band comfortabel vast, zonder te knellen.


opladen en batterij-indicatie




bedieningsknop



24 bolle lenzen



bandgeleiders



Opladen & batterij-indicatie

Opladen

Sluit de USB-C-kabel aan op de bovenzijde en op de meegeleverde EU-adapter. Een volledige laadbeurt duurt circa 4–5 uur. Laad op een droge, vrije ondergrond en niet in de gesloten case. Koppel de laadkabel los voor een sessie.

Tijdens gebruik

De vier lampjes geven globaal de resterende accucapaciteit aan:

4 lampjes	circa 100%
3 lampjes	circa 75%
2 lampjes	circa 50%
1 lampje	circa 25%

Een volle accu biedt circa drie uur gebruik. De indicatie is een schatting, geen exacte resterende behandeltime. Het gedrag tijdens laden kan afwijken van dat tijdens ontladen.

circa 100% >



circa 75% >



circa 50% >



circa 25% >



Inschakelen en uitschakelen

Inschakelen

Plaats de lichtzijde tegen de gekozen behandelplek.

Houd de bedieningsknop drie seconden ingedrukt.

Automatisch stoppen

Na tien minuten schakelt de Go automatisch uit. Dit is de ingebouwde sessietimer. De aanbevolen gebruiksduur kan per toepassing verschillen.

Eerder stoppen

Houd de bedieningsknop drie seconden ingedrukt om de Go uit te schakelen.

Ontstaat er ongemak? Neem het toestel direct van de huid en schakel het uit. Houd de lichtzijde daarbij van uw ogen en die van anderen af.

Opnieuw starten

Wilt u volgens het gebruikadvies langer dan tien minuten behandelen? Houd na het automatisch uitschakelen de bedieningsknop opnieuw drie seconden ingedrukt.

Daarmee start u een nieuwe sessie van tien minuten. Stop het toestel handmatig zodra de aanbevolen gebruiksduur is bereikt.

Tijdens gebruik

Gebruik de Go alleen terwijl u wakker bent en het toestel zelf kunt verwijderen. Val niet in slaap met het toestel op uw huid. Zet de banden comfortabel vast, zonder te knellen.



Waarom convex lenzen?

Ontworpen voor direct huidcontact

De bolle lenzen steken boven de behuizing uit en maken rechtstreeks contact met de blote huid. Op het contactvlak zit geen luchtlaag tussen lens en huid. Dit bevordert de overdracht van licht naar het weefsel.

Bolle lenzen voor lichte lokale druk

Door hun bolle vorm drukken de lenzen de huid bij comfortabel contact plaatselijk licht in. De weefsellaag onder de lens wordt daardoor tijdelijk dunner, waardoor het licht een kortere weg door deze laag aflegt.

Lokale compressie kan daarnaast de verstrooiing van licht in het weefsel verminderen. Zo kan meer licht door het samengedrukte weefsel worden doorgelaten.*

Comfortabel plaatsen

Houd de lichtzijde tegen de blote huid of gebruik de banden om het toestel op zijn plaats te houden. Licht contact is voldoende; druk niet hard en trek de banden niet strak aan. Het contact mag geen pijn doen of knellen.

Onderzoek van Vogt et al. (2012) laat zien dat mechanische compressie de lichttransmissie door huid kan verhogen.

Studie: Vogt et al., Lasers Surg Med. 2012;44:303–309. DOI: 10.1002/lsm.22018



Zo plaatst u de Go

1 Maak de behandelplek vrij

Plaats de lichtzijde rechtstreeks op de blote huid, niet over kleding. Zorg dat de lenzen schoon en droog zijn.

2 Kies een ontspannen houding


Ondersteun uw arm of been wanneer dat prettig is. Kies een houding die u gedurende de sessie ontspannen kunt aanhouden.

3 Maak comfortabel contact

Laat de bolle lenzen comfortabel tegen de huid aansluiten. Op een rond lichaamsdeel hoeven niet alle lenzen tegelijk contact te maken. Druk niet hard aan.

4 Houd de plek aan

Houd de Go rustig op dezelfde plek gedurende de gekozen tijd. Verplaatst u het toestel naar een ander gebied, dan begint daar een nieuwe belichting.



Handsfree met de banden

Gebruik de banden wanneer u de Go op één plek wilt laten liggen zonder hem vast te houden.

1 Rijg de band door de geleiders

Voer één band door beide bandgeleiders op de achterzijde van de Go.

2 Bevestig de Go

Plaats de Go zoals beschreven op pagina 10. Leg de band over de buitenzijde van het toestel en rond het lichaamsdeel. Houd de lichtzijde vrij en sluit het klittenband zo dat het toestel stabiel blijft liggen, zonder te knellen.

3 Controleer de pasvorm

Laat het toestel voorzichtig los. Controleer of het niet verschuift en of de band comfortabel zit. Zorg dat u bij de bedieningsknop en de sluiting kunt.

Gebruik de Go handsfree alleen terwijl u zit of ligt. Maak de band direct los bij tintelingen, gevoelloosheid, pijn of zichtbare belemmering van de doorbloeding. Bevestig een band nooit rond de hals.



Gebruik bij de knie

De knie is een van de meest gekozen toepassingsgebieden voor de BioPhoton Go.

Plaats de lichtzijde rechtstreeks op de plek rond de knie die u wilt aanpakken: aan de binnen- of buitenzijde, of iets hoger of lager. Gebruik de Go met de hand, zet hem aan de zijkant vast met de band of laat uw onderbeen ontspannen op het toestel rusten.

Aan de zijkant met de band

Plaats de Go aan de binnen- of buitenzijde van de knie en zet hem vast met de band. Zorg dat de lichtzijde comfortabel tegen de blote huid blijft aansluiten.

Onder de knie

Leg de Go stabiel neer met de lichtzijde omhoog. Laat uw onderbeen ontspannen op het toestel rusten. Hard aandrukken is niet nodig.

Praktische richtlijn

Gebruik de Go normaal één keer per dag gedurende tien minuten op één gekozen plek.

Bij pijn op een duidelijk aanwijsbare plek kunt u echter twee sessies van tien minuten op één dag gebruiken. Deze sessies mogen direct na elkaar volgen.

Kies voor de tweede sessie bij voorkeur een andere plaatsing, bijvoorbeeld aan de andere zijde van de knie of iets hoger of lager, in plaats van de tijd op exact dezelfde plek te verdubbelen.



Andere gewrichten & spieren

Naast de knie wordt de BioPhoton Go veel gebruikt bij nek, schouders, ellebogen, kuiten en onderrug. Kies steeds een houding waarin het toestel rustig tegen de blote huid kan blijven liggen.

Nek en schouder

Ga zitten of liggen zoals voor u prettig werkt. Plaats de Go in de nek of op de schouder. Houd hem met de hand vast of gebruik een rugleuning of stevig kussen om hem rustig op zijn plaats te houden. Bevestig nooit een band rond de hals.

Elleboog

Laat uw onderarm op een tafel, leuning of kussen rusten. Plaats de Go aan de binnen- of buitenzijde van de elleboog. Wanneer het toestel daar stabiel blijft liggen, kunt u de band gebruiken.

Enkel, kuit en bovenbeen

Ga zitten of liggen met het been ontspannen ondersteund. Plaats de Go aan de zijkant van de enkel, op de kuit of op het bovenbeen. Gebruik de hand of de band, afhankelijk van de plek en wat daar comfortabel blijft zitten.

Onderrug

Ga liggen of plaats de Go zittend tussen uw onderrug en de rugleuning van een bank of stoel. Leun comfortabel achterover.



Behandeltijd bij huidcontact

Kies een tijd per behandelplek

Alle waarden op deze pagina gelden bij direct huidcontact op de blote huid. De tabel laat zien hoeveel lichtdosis bij één lokale plaatsing hoort; het is geen afzonderlijk behandelprotocol voor een diagnose.

De gemeten lichtdosis is de basis. Deze is berekend uit de direct gemeten lichtintensiteit van gemiddeld $34,75 \text{ mW/cm}^2$.

Bij gebruik op afstand gaat een deel van het licht verloren door spreiding, reflectie en verstrooiing. Bij direct huidcontact sluiten de bolle lenzen zonder luchtspleet op de huid aan. De lichte lokale compressie kan de verstrooiing verder verminderen. Daarom gebruikt Vivo bij huidcontact een contactfactor van $\times 1,5$.

De Vivo-contactwaarde is een rekenwaarde voor huidcontact, geen extra gemeten lichtoutput.

Alle waarden bij direct huidcontact (0 cm)

Tijd	Gemeten lichtdosis	Vivo-contactwaarde*
ca. 5 minuten	10 J/cm^2	ca. 15 J/cm^2
10 minuten	ca. 20 J/cm^2	ca. 30 J/cm^2
ca. 15 minuten	ca. 30 J/cm^2	ca. 50 J/cm^2

**Vivo-contactberekening met factor $\times 1,5$; dit is geen gemeten extra lichtoutput of bewezen dosis in diep weefsel. De invallende lichtdosis is berekend met $34,750 \text{ mW/cm}^2$. Meer uitleg: vivoredlighttherapy.com.*

Een passende gebruiksroutine

Wekelijkse frequentie

Gebruik de BioPhoton Go maximaal vijf dagen per week. Gevoelige gebruikers kunnen de Go om de dag gebruiken.

Kies uw tijd per plek

Tien minuten per gekozen plek is het normale uitgangspunt. Gevoelige gebruikers kunnen met vijf minuten per plek beginnen.

Bij pijnklachten

Verdraagt u tien minuten goed, dan mag u dezelfde plek op die dag nog één keer tien minuten behandelen. De tweede sessie mag direct volgen of later op de dag plaatsvinden.

Behandel één plek niet vaker dan twee keer tien minuten per dag.

Maximaal dertig minuten per dag

De totale gebruiksduur is maximaal dertig minuten per dag. U kunt die tijd achter elkaar gebruiken of over de dag verdelen, bijvoorbeeld:

- drie plekken van tien minuten;
- zes plekken van vijf minuten;
- of een combinatie daarvan.

Bij ongemak

Neem het toestel direct van de huid bij pijn, onaangename warmte, tintelingen of irritatie. Staak het gebruik bij aanhoudende of toenemende klachten en vraag medisch advies.

Gevoelige gebruikers
5 min per plek



Normaal gebruik
10 min per plek



Bij pijnklachten
tot 2 x 10 min per plek, per dag



Totale therapieduur

Max 30 min per dag

3 x 10 min per dag



Maximaal 5 dagen per week



Gevoelige gebruikers: om de dag

Op afstand: gezicht & ogen

De BioPhoton Go is gemaakt voor krachtig, lokaal huidcontact bij gewrichten en spieren. Op ongeveer 20 cm afstand bereikt het licht een groter gebied met een lagere dosis. Dat is juist praktisch wanneer u in één sessie zowel de gezichtshuid als de ogen wilt belichten.

Eén routine voor gezicht en ogen


Ga ontspannen zitten en houd de lichtzijde recht voor uw gezicht, op ongeveer 20 cm afstand. Sluit beide ogen gedurende de hele sessie. Zo bereikt het licht tegelijk de gezichtshuid en, via de gesloten oogleden, beide ogen.

Op 20 cm is de gemeten lichtintensiteit ongeveer 2 mW/cm^2 . Een sessie van twintig minuten geeft daarmee ongeveer $2,4 \text{ J/cm}^2$: een doelgerichte, milde lichtdosis voor gezicht en ogen.

Gebruik deze routine bij voorkeur in de ochtend. De Go schakelt na tien minuten automatisch uit. Start hem daarna opnieuw voor de tweede tien minuten.

Gebruik de routine om de dag en niet vaker dan vijf keer per week.

Kijk nooit rechtstreeks in de leds. Wilt u alleen de gezichtshuid behandelen terwijl uw ogen open zijn, gebruik dan de meegeleverde beschermbril.



24 dual-chip LED's

Rood én nabij-infrarood onder iedere lens


Iedere led-positie bevat twee chips: één voor rood licht en één voor nabij-infrarood licht. Daardoor geeft iedere lens bij gebruik altijd beide lichtsoorten af.

Twaalf posities combineren 630 + 810 nm. De andere twaalf combineren 660 + 830 nm. Samen verdelen deze vier golflengtes zich over het hele paneel, zoals de illustratie laat zien.

Nabij-infrarood licht is voor het oog nauwelijks zichtbaar. Beoordeel daarom niet aan de hand van het zichtbare rode licht of de Go werkt: beide lichtsoorten zijn actief wanneer het toestel is ingeschakeld.



Spectrummeting: vier golflengtepieken bij 630, 660, 810 en 830 nm



Technische specificaties

Lichtintensiteit — spectrometer (OHSP-350S)

Meetafstand	Gemeten lichtintensiteit
Direct contact (0 cm)	34,75 mW/cm ²
Op 20 cm afstand	2,07 mW/cm ²

Meetpunt	Lichtintensiteit
1	29,70 mW/cm ²
2	34,32 mW/cm ²
3	29,16 mW/cm ²
4	45,82 mW/cm ²
Gemiddelde	34,75 mW/cm ²

Ter vergelijking — Solar Power Meter (General DBTU1300)

Meetafstand	Gemeten lichtintensiteit
Direct contact (0 cm)	80,85 mW/cm ²
Op 20 cm afstand	4,52 mW/cm ²

Lage EMF bij direct contact

Meting bij de LED-/lenszijde	Waarde
Magnetisch veld	<0,2 mG
Elektrisch veld	<4 V/m

Technische specificaties

Onderdeel	Specificatie
Behuizing	Metalen uitvoering
Afmetingen	200 × 110 × 30 mm
Gewicht	730 gram
Koeling	Passief, zonder ventilator
Nominaal LED-vermogen	72 W
Werkelijk opgenomen vermogen	7 W
Voedingsingang	USB-C, DC 5 V / 3 A
Maximaal laadvermogen	15 W
Accu	Li-ion, 5000 mAh
Verwachte LED-levensduur	50.000 uur
Flickerpercentage	0.26%
Flicker index	0.0015
Flickerfrequentie	36.142 Hz
Certificaten	CE-EMC · CE-LVD · RoHS
EN 62471:2008	(Exempt Group)

Onderhoud & meenemen

Na gebruik

Laat de BioPhoton Go afkoelen voordat u hem opbergt. Houd de lenzen vrij van vuil, huidvet en vingerafdrukken.

Reinigen

Schakel het toestel uit en koppel de USB-C-kabel los. Reinig de lenzen en behuizing met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik zo nodig een licht vochtige doek; breng nooit vloeistof rechtstreeks op het toestel aan en dompel het niet onder.

Gebruik geen schurende, bijtende of agressieve reinigingsmiddelen.

Bewaren en vervoeren

Bewaar de Go, kabel en accessoires in de meegeleverde EVA-case. Bescherm het toestel tegen vocht, direct zonlicht, hitte en druk op de lenzen of bedieningsknop.

Controleer vóór gebruik of de lenzen schoon zijn en het toestel geen zichtbare beschadigingen heeft.



Vragen, garantie & service

Het toestel schakelt niet in

Houd de bedieningsknop drie seconden ingedrukt. Laad de Go op met de meegeleverde USB-C-kabel en adapter. Koppel de laadkabel daarna los en probeer opnieuw. Blijft het toestel uit? Neem contact op met Vivo Red Light Therapy.

Het toestel schakelt na tien minuten uit

Dit is de ingebouwde sessietimer. Het uitschakelen betekent niet automatisch dat de accu leeg is.

Waarom verschillen de rode lichtpunten van kleur?

De Go gebruikt twee dual-chip combinaties: 630 + 810 nm en 660 + 830 nm. Het rode licht van 630 nm oogt iets warmer en oranje-rood; 660 nm oogt dieper rood. Iedere led-positie geeft tegelijkertijd rood én nabij-infrarood licht.

Waarom wijken de acculampjes tijdens laden af?

De vier indicatielampjes geven tijdens gebruik een globale schatting van de resterende accucapaciteit. Tijdens het opladen kan het patroon hiervan afwijken.

Is 7 W het lichtvermogen?

Nee. 7 W is het werkelijk opgenomen elektrische vermogen van het toestel. De lichtintensiteit is afzonderlijk gemeten; zie pagina 18. Het nominale LED-vermogen van 72 W is geen gemeten optisch vermogen.

Garantie

Vivo Red Light Therapy biedt drie jaar garantie op de behuizing en elektronica, en één jaar op de ingebouwde accu. Bewaar uw aankoopbewijs en raadpleeg de geldende garantievoorwaarden. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

Service nodig?

Neem contact op via vivoredlighttherapy.com. Vermeld de productnaam, aankoopdatum, ordernummer en een duidelijke omschrijving van de situatie. Voeg waar mogelijk een foto of korte video toe; daarmee kunnen wij u sneller helpen.

Behandelnotities

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Algemeen gebruik

Lees deze handleiding vóór gebruik. Gebruik de BioPhoton Go uitsluitend zoals beschreven en bewaar hem droog, koel en buiten bereik van kinderen.

Gebruik de Go niet

Gebruik de Go niet bij zuigelingen, door kinderen zonder toezicht, door slapende of niet-zelfredzame personen, op open, verse, geïrriteerde of natte huid, tijdens het opladen, of langer en vaker dan de gebruiksrichtlijnen in deze handleiding. Gebruik hem niet samen met middelen die warmte produceren of de huid lichtgevoelig kunnen maken.

Open, wijzig of repareer het toestel niet zelf. De Go bevat een ingebouwde Li-ionaccu en geen onderdelen die de gebruiker kan onderhouden.

Laden en accuveiligheid

Gebruik uitsluitend de meegeleverde USB-C-kabel en adapter. Laad op een droge, vrije ondergrond; niet in de gesloten case, onder beddengoed, in direct zonlicht of nabij een warmtebron. Houd toestel, adapter en de aansluiting droog.

Gebruik de Go niet in bad, onder de douche, in een sauna of andere vochtige ruimte. Gebruik of laad de Go niet bij beschadiging, ongebruikelijke geur, overmatige warmte, vervorming, zwelling of lekkage. Koppel de kabel los zodra het laden is voltooid en vóór iedere sessie.

Ogen en plaatsing

Kijk niet rechtstreeks in de leds. Voor de routine voor gezicht en ogen op ongeveer 20 cm afstand blijven beide ogen gedurende de hele sessie gesloten. Gebruik de beschermbril wanneer u alleen de gezichtshuid met open ogen behandelt.

Houd de Go met de hand vast of bevestig hem met de meegeleverde band. Laat hem niet onbeheerd op de huid liggen. Banden mogen niet knellen; maak ze los bij tintelingen, gevoelloosheid, pijn of zichtbare druk. Bevestig een band nooit rond de hals.

Medisch advies en stoppen

Vraag vóór gebruik medisch advies bij lichtgevoelige medicatie, bekende lichtgevoeligheid, zwangerschap, verdachte huidafwijkingen, een voorgeschiedenis van huidkanker, recent gebruik van steroïden of twijfel bij een medische aandoening.

Neem de Go direct van de huid bij pijn, onaangename warmte, tintelingen, irritatie of een onverwachte huidreactie. Staak het gebruik bij aanhoudende klachten of een technische afwijking en neem zo nodig contact op met een zorgverlener of Vivo Red Light Therapy.

Conformiteit, afval en disclaimer

Technische specificaties en conformiteitsinformatie staan op pagina 19. Gooi de Go niet bij het huishoudelijk afval. Lever hem in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische apparatuur. De ingebouwde Li-ionaccu mag niet door de gebruiker worden verwijderd.

De BioPhoton Go is geen medisch hulpmiddel en niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of preventie van ziekten of aandoeningen. Rood en nabij-infrarood licht vervangen geen medische zorg. Gebruik het toestel volgens deze handleiding; dit beperkt uw wettelijke rechten niet. Stel noodzakelijke medische zorg niet uit.

Vivo Red Light Therapy B.V.
Constructieweg 90-K · 3641 SP Mijdrecht · Nederland

0297-893048 · info@vivoredlighttherapy.com
www.vivoredlighttherapy.com